

Bestellformular – Vacutainer BD

per Fax an: 0511 / 85622 -710

per E-Mail an: matversand@mlh.de

für Rückfragen: Telefon: 0511-85622-0

Name (Besteller): _____ Durchwahl: _____

| Artikel | Größe | Art.-Nr. | Best. Nr. | Gewünschte Menge |
|---|---------|--------------|-----------|-----------------------------|
| Entnahmeröhrchen | | | | |
| Serum-Gel (braun) | 8,5 ml | 367953 | 906 | ___ Pak. (100 Stk.) |
| EDTA (klein) (lila) | 3,0 ml | 368856 | 38183 | ___ Pak. (100 Stk.) |
| EDTA (groß) (Blutgruppen/Medikamente/Homocystein/PCR) (lila) | 6,0 ml | 367864 | 6542 | ___ Pak. (100 Stk.) |
| Citrat (Gerinnung) (blau) | 3,5 ml | 363048 | 907 | ___ Pak. (100 Stk.) |
| Natrium-Fluorid (Blutzucker) (grau) | 2,0 ml | 454221 | 36494 | ___ Pak. (50 Stk.) |
| LH-Heparin (Quantiferon-Test) (grün) | 10,0 ml | 367526 | 11779 | ___ Pak. (100 Stk.) |
| Glucoexact (Gestationsdiabetes/GYN) (rosa) | 2,0 ml | 454510 | 36496 | ___ Pak. (50 Stk.) |
| Urin-Monovette (gelb) | 10 ml | 10.252 | 22389 | ___ Pak. (64 Stk.) |
| Kanülen für Vacutainer + Adapter + Safety | | | | |
| Sicherheitskanüle (grün) | 0,8 mm | 368609 | 894 | ___ Pak. (48 Stk.) |
| Sicherheitskanüle (schwarz) | 0,7 mm | 368610 | 895 | ___ Pak. (48 Stk.) |
| Safety-Flügelkanüle (grün) | 0,8 mm | 367246 | 12825 | ___ Pak. (50 Stk.) |
| BD- Kanülenhalter | | 364815 | 29578 | ___ Pak. (250 Stk.) |
| Luer-Adapter m. Ventil (blau) | | 367300 | 41627 | ___ Pak. (100 Stk.) |
| Transportmedien / Abstrichbestecke Mikrobiologie | | | | |
| Blutkulturflasche – aerob (grün) | | 410851 | 38591 | ___ Stk. |
| Blutkulturflasche – anaerob (orange) | | 410852 | 38593 | ___ Stk. |
| eSwab Abstrichbesteck minitip (orange) | dünn | 80481CE | 41849 | ___ Stk. / ___ Pak. (50ST.) |
| eSwab Abstrichbesteck regular (rosa) | dick | 80490CEA | 41741 | ___ Stk. / ___ Pak. (50ST.) |
| IFOBT-Set f. okkultes Blut | | 28PZ26P1 | 36613 | ___ Stk. / ___ Pak. (20ST.) |
| Stuhlröhrchen mit Löffel inkl. Versandschutzhülle (braun) | | HT8111 | 28089 | ___ Stk. |
| Universal-Röhrchen, steril (Punktat/Liquor/Sputum) (roter Deckel) bitte nur mit Beschriftung / Materialkennung einsenden! | 13 ml | 60.540.022 | 45269 | ___ Stk. |
| Urin-Monovette + Stabilisator für Kultur (grün) | 10,0 ml | 10.253 | 22390 | ___ Pak. (100 Stk.) |
| Urinbecher mit Schraubdeckel | 100 ml | 75.1354.001 | 12337 | ___ Stk. |
| Entnahme-Universalröhrchen Allgemeines | | | | |
| Sekundärgefäße (Plasma/Urin/Serum) (weiß) bitte nur mit Beschriftung / Materialkennung einsenden! | 10,0 ml | 60.610.100 | 12335 | ___ Pak. (100 Stk.) |
| Urinsammelgefäße - Set ohne Säure (gelb) | 3000ml | 45083 | 2740 | ___ Stk. |
| Urinsammelgefäße - Set mit Säure (grün) | 3000ml | 37305 | 2742 | ___ Stk. |
| Objektträger (mit Mattrand) | | 631-1551 | 5046 | ___ Pak. (50 Stk.) |
| Glasröhrchen für Atemgasproben (13-C-Harnstoff-Test-Helicobacter) | | 3730 | | ___ Stk. |
| Wangenschleimhautabstrich (Lactase PCR) | | 80E10D01 | 45146 | ___ Stk. |
| Versandmaterial und Formulare | | | | |
| Versandbeutel Blutlabor (grau) | | PED800-806 | 45081 | ___ Pak. (50 Stk.) |
| Versandbeutel Mikrobiologie (lila) | | PED800-805 | 45080 | ___ Pak. (50 Stk.) |
| Versandbeutel Notfall/Eilt (rot) | | PED800-122 | 45079 | ___ Pak. (50 Stk.) |
| Versandbeutel gefrorene Proben (weiß) | | 50012327 | 45199 | ___ Pak. (50 Stk.) |
| T-Box (für Postversand, Entgelt zahlt Empfänger) | | 95.902 | 12503 | ___ Stk. |
| Schutzbehälter Röhrchen | | 78.573 | 12441 | ___ Stk. |
| Schutzbehälter Objektträger | | 86.972 | 12304 | ___ Stk. |
| Auftragsschein Privat/Klinik Serologie | | 1000 | | ___ Stk. |
| Auftragsschein spez. IgE (‘RAST-Bogen’) | | 1050 | | ___ Stk. |
| Auftragsschein Hebammen | | 1060 | | ___ Stk. |
| Ersttrimester-Screening (Down-Syndrom) | | 1066 | | ___ Stk. |
| Auftragsschein IGel | | 1100 | | ___ Stk. |
| Barcodeetiketten (personalisiert) | | 1190 | | ___ Stk. (1 Rolle) |
| Order-Entry Blanks-Etiketten (Lab@ccess) | | P54019130241 | 30420 | ___ Stk. (1 Rolle) |
| Sonstiges | | | | |